

Chaise hygiénique XL Murano Identités



- Accoudoirs en PU souple et confortable.
- Structure en acier epoxy bleu foncé.
- Assise mousse avec sellerie PVC.
- Dimensions hors-tout : larg. 68,5/71 x prof. 53/61 x haut. 82 à 98 cm.
- Dimensions assise : larg. 51 x prof. 44 x haut. 44 à 60 cm (assise percée) et 49 à 65 cm (galette amovible).
- Largeur entre accoudoirs : 58 cm.
- Poids : 10,5 kg.