


Electrodes pour ELI 230 Boite de 300



- L'électrode à clip Welch Allyn Solid Gel est une électrode en forme de goutte d'eau, fabriquée en mousse de polyéthylène avec un hydrogel solide conducteur.
- Elle est dotée d'un adhésif acrylique de qualité médicale.
- L'électrode à clip Welch Allyn Solid Gel est fabriquée à

partir de matériaux de la plus haute qualité et respecte ou dépasse les spécifications AAMI pour les électrodes ECG jetables. Elle est conçue pour être conforme aux normes industrielles afin de garantir le bon fonctionnement des électrodes dans toutes les conditions de surveillance.