

Horloge calendrier Classic Identités



- Dimensions : 32 x 32 cm
- Permet de se repérer plus facilement dans le temps grâce à son affichage clair du jour, de la date et de l'année.
- Dispose d'une large partie horloge avec mouvement quartz.
- Indique aussi le matin ou l'après-midi.
- L'année se change manuellement grâce à une collection

de chiffres fournis.

- Un outil idéal pour les personnes désorientées.
- Fonctionne avec 1 pile AA et 2 piles C non fournies.
- Autostable sur un meuble ou fixable au mur.

Dimensions : larg. 32 x haut. 32 x prof. 10,5 cm. Poids 1,7 kg.