

ThickenUP Fizzy Boîte de 2 x 12



- ThickenUP Fizzy est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, pour les besoins nutritionnels en case de dysphagie (problèmes de déglutition) et risque de déshydratation.
- Avis important : Utiliser sous contrôle médical. Ne peut pas être utilisé comme seule source de nutrition.
- Convient dès l'âge de 10 ans.

- Dosage :
 - Dosage et conservation : Ne prenez pas plus de 8 comprimés par jour, ou selon les recommandations médicales.
 - Conserver dans un endroit sec et max 30°C.
 - Refermer le tube après utilisation.
 - Une fois reconstitué, consommer dans les 4 heures.