

Coussin oreiller chauffant Identités



- Notre coussin oreiller chauffant a une forme idéale pour être entre le ventre et les bras.
- Il permet de décontracter doucement les muscles et les organes.
- Dispose de 3 niveaux de chauffe avec écran rétro-éclairé.
- Arrêt automatique après 90 minutes. Télécommande amovible.
- Enveloppe douce en fibre polaire.
- Alimentation secteur.
- Puissance 100W.
- Dimensions 40 x 30 cm.
- 100% polyester.