

Pèse-personne mécanique Beurer MS01



Avec son affichage analogique du poids facile à lire et sa surface antidérapante, le pèse-personne mécanique MS 01 de Beurer est un véritable classique qui s'intègre dans n'importe quelle salle de bains.

- Toujours prêt à l'emploi - aucune pile nécessaire
- Tenue agréable grâce à la surface antidérapante

- Le classique avec graduation bien visible
- Plateau de pesée facile à entretenir
- Dimensions plateau de pesée : 27 x 30 cm
- Taille affichage : 7,3 x 5 cm
- Taille et couleur des chiffres : 5 mm - noir
- Poids : 1,56 kg
- Capacité max : 120 kg