

Entraîneur elliptique Ergo Identités



- Le pédalier elliptique Ergo permet de mobiliser les membres inférieurs tout en restant bien assis
- Idéal pour le drainage lymphatique, la rééducation après accident et la stimulation de la circulation sanguine
- Sens d'utilisation avant ou arrière au choix
- 10 vitesses différentes
- Affichage du temps, de la vitesse, du nombre de pas, de la distance réalisée et des calories dépensées
- Moteur 60W
- Réglage par télécommande
- Pédales antidérapantes
- Adaptateur secteur fourni
- Dimensions: 44,3 x 39,5 x 25,6 cm
- Poids: 7,3 kg