

Sommier à lattes 80 x 200 cm, fixe



- Fabriqué en hêtre massif multiplis, il possède 33 lattes de soutien montées sur des rotules doubles.
- Il propose un confort agréable pour les utilisateurs à la morphologie normale n'ayant aucun besoin spécifique.
- Longerons: 2,60 x 20 mm, hêtre massif multiplis
- Traverses: 4,50 x 20 mm, hêtre massif multiplis
- Lattes: 33, 7 couches, hêtre massif multiplis
- Rotules: 24 doubles, 4 triples, en hytrel, sur tenon
- Renfort bassin: oui, avec 5 curseurs
- Renfort épaules : oui, avec 6 triples lattes