

Meliseptol Rapid.

Par carton de 12 flacons vaporisateurs de 750 ml



- Désinfectant alcoolique à action rapide, prêt à l'emploi.
- Pour le mobilier médical, lits d'hôpitaux, housses de matelas, sièges d'examen et autres petites surfaces de matériaux résistants à l'alcool, au cabinet médical ou à l'hôpital.
- Exempt d'aldéhydes et d'alcoylamines.

- Agit extrêmement rapidement contre les bactéries, les champignons et les virus - actif en 1 minute.
- Emploi universel.
- Odeur agréable et discrète.
- Autorisation n° BE-REG-01922.