

Rehausse-wc en mousse injectée, Hauteur 140 cm



- Positionnement immédiat sur les toilettes.
- S'emboîte parfaitement sur tous les modèles de WC.
- Poids de l'article : 2.5kg
- Poids maximum du patient : 185 kg
- Dimensions : largeur 37 cm, profondeur 41 cm, hauteur

totale 16 cm

- Matière : Assise en mousse HR injectée et enveloppe PVC
- Entretien : liquide ménager non abrasif, un produit non-chloré ou avec de l'eau et du savon