

Chaise de douche pliable Tobago identités



- Assise anatomique avec une découpe à l'avant pour faciliter l'hygiène intime.
- Dossier équipé d'une poignée de transport très pratique.
- Elle se range à plat en quelques secondes.
- Modèle réglable en hauteur.
- Structure en aluminium anti-corrosion.
- Dimensions assise : larg. 41 x prof. 40 x haut. 46/53 cm.
- Hauteur des accoudoirs 20 cm.
- Largeur entre accoudoirs 48 cm.
- Dimensions hors tout: Larg 53 x prof 50 cm
- Dimensions plié : long. 46.5 cm x haut. 76 cm
- Dimensions du dossier : long. 47.5 x haut. 21 cm
- Poids : 7.5 cm.

