

Evocare gants de soins en nitrile non poudrés, bleu, medium 7-8

Boîte de 100



- Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
- Qualité médicale
- Dimensions de la boîte: 22 x 11,5 x 5,8 cm (LxlxH)
- Grammage: 3,5 g
- AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 1,5 %
- Normes: EN 455 1, 2 & 3
- Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/EC et testé EN 1186:2002