

Guidon de transfert Vertic'Easy New



- Plate-forme sur plateau à billes.
- Repose-pieds antidérapant pour une grande stabilité.
- Roulettes de manutention.
- Appui-jambes orientables et réglables en hauteur.
- Poignées ergonomiques et réglables en hauteur.
- Crochets de sangle et sangle disponibles en option.
- Dimensions (en mm) :
 - Hors tout: 1420 (h) x 710 (Prof) x 470 (larg)
 - Base: disque ø 450 x 20 (h)
 - Poignées patient: . hauteur 870 à 1090
. largeur 510
 - Poignées soignant: . hauteur 1200 à 1420
. largeur 480
 - Appui tibial: . appui mousse PU : 210x165x70
. hauteur (sol / axe pivot) 320 à 450
. entraxe appuis: 230 (configurable à 300 mm)