

Coussin bouée mousse Identités



- Mousse visco-élastique de très haute densité.
- Répartition des poids parfaite, avec un soutien très ferme.
- Cette fermeté permet de corriger votre assise sur n'importe quelle assise existante.
- Housse en velours noire déhoussable et lavable en machine à 30°.
- Coussin circulaire avec évidement central pour le soulagement du sacrum avec une stabilité forte.
- Muni d'une poignée de transport.
- Dimensions : diam. 44 x haut. 9,5 cm. Evidement 15 x 17 cm.
- Poids 630 gr.

