

Stéthoscope Littmann Cardiology IV, noir



- Sa membrane réglable en une seule pièce permet une meilleure perception des sons à haute fréquence
- Les deux côtés du pavillon (adultes et enfants) sont équipés de membranes réglables
- Sa membrane moulée en une seule pièce en facilite la fixation et le nettoyage grâce à sa surface lisse
- Pavillon polyvalent grâce à la possibilité de changer le côté pédiatrique par une bague anti-froid

- Sa tubulure nouvelle génération est plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool, pour une plus longue durée de vie et un aspect plus net
- La conception précise de son pavillon confère au stéthoscope une forme plus ergonomique
- Le stéthoscope dispose aussi d'un indicateur du mode sur lequel il est configuré