

Siège de bain gonflable Mangar



- Permet de sécuriser l'entrée et la sortie de la baignoire
 - Contrairement à un siège de bain classique, il permet de profiter de quasiment toute la baignoire une fois entièrement dégonflé
 - Fonctionne avec un compresseur à air Airflow 12 (inclus)
 - Une sécurité empêche la descente si la batterie est trop faible pour assurer la remontée.
 - Caractéristiques techniques
- Poids maxi de l'utilisateur: 150 kg
 - Poids du Coussin de bain confort: 2kg
 - Hauteur du siège (maxi/mini): 40cm/0,5cm (environ)
 - Largeur du siège: 58 cm (environ)
 - Profondeur du siège: 44 cm (environ)
 - Longueur du tuyau d'air: 1,8 mètre
 - Ventouses: Ø 11cm