

## Tabouret de douche Etac Smart



- Tabouret de douche rectangulaire qui permet une assise confortable tant sur la largeur que sur la longueur
- La forme légèrement concave assure une assise stable et confortable
- La structure de la surface d'assise et les orifices de drainage permettent d'éviter que l'assise ne glisse lorsqu'elle est humide
- Les embouts en caoutchouc coniques et souples assurent une bonne adhérence au sol
- Facile à assembler sans outils
- Largeur d'assise: 43 x 38 cm
- Hauteur d'assise: réglable de 42 à 57 cm
- Poids: 3,2 kg
- Matériaux: polypropylène, aluminium et polyamide