

Compresses Melolin, non adhérentes, non tissé, 10 x 10 cm, stériles.

Boîte de 100



- Melolin est une compresse stérile très absorbante en coton et acrylique, portant un film de polyester perforé, ultra-mince thermocollé sur la face en contact avec la plaie.
- Elle se compose de trois couches :
 - un film perforé non adhérent à la plaie
 - une compresse de coton et de fibres acrylique hydrophiles
 - une face externe hydrophobe de polyester
- Avantages :
 - Couche de contact non-adhérente micro-perforée pour la plaie
 - Assure un drainage rapide du liquide de la plaie et réduit la nécessité de changer fréquemment le pansement.
 - Protège le tissu de granulation.
 - Minimise la douleur lors du retrait.
- Film perforé non adhérent : facilite le drainage rapide de la plaie en laissant passer l'exsudat, protège le bourgeon charnu auquel il n'adhère pas lors du retrait de la

compresse.

- Compresse de coton/fibres acryliques : absorbe exsudat et saignement, protège la plaie contre les chocs.
- Feuille hydrophobe : protège la compresse des souillures externes, facile à découper sur mesure, conserve son intégrité même coupé, tolérance élevée, inerte et non sensibilisant, prolonge la durée de vie du pansement, facilite l'écoulement des exsudats au travers du pansement ce qui permet de réduire la fréquence de renouvellement.
- Peut être coupé sur mesure : Le MELOLIN est facile à découper et conserve sa forme.
- Indications:
 - En chirurgie et aux urgences.
 - Plaies propres et suturées.
 - Abrasions et lacérations.
 - Brûlures mineures.