

**Mefix, fixation adhésive, non tissé, 10 cm x 10 m, non stérile.
1 rouleau**



Fixation solide pour pansements, compresses, cathéters et tubulures.

Mefix peut être utilisé pour fixer un large éventail de pansements et de dispositifs à la peau - notamment les compresses, les cathéters et les tubulures.

Mefix est pré-mesuré en sections de 10 cm - il peut donc être facilement dimensionné et découpé en fonction de vos besoins.

Le papier de protection présente également des lignes perforées tous les 10cm pour que vous puissiez l'appliquer

et le retirer facilement. Grâce à son adhésif à base d'eau, il assure une fixation solide sans irriter la peau.

Adhésif à base d'eau et sans solvant doux pour la peau.

Le papier de protection permet de mesurer et de découper facilement la quantité souhaitée.

Matériau flexible qui s'adapte aux lignes du corps et permet une liberté de mouvements.

Perméable à l'air et à l'eau pour empêcher la macération de la peau.

