

Chaise haute inclinée réglable Kizine.



- La chaise Kizine dispose d'une assise inclinée de 4 cm vers l'avant pour réduire l'effort pour s'asseoir et se relever.
- Les pieds de cette chaise haute de cuisine sont réglables en hauteur, stables et munis de caoutchoucs antidérapants.
- Caractéristiques techniques de la chaise haute de cuisine Kizine :
 - Hauteur sol/avant du siège réglable : 57 à 70 cm
 - Profondeur d'assise : 28 cm
 - Largeur d'assise : 35 cm
 - Largeur hors-tout : 52 cm
 - Hauteur du dossier : 28 cm
 - Hauteur des accoudoirs : 20 cm
 - Poids : 6 kg
 - Matière : acier
 - Couleur : blanc/chrome
 - Poids maxi supporté : 136 kg