

Housse de gériatrie Bodyfix



- Conçue pour offrir un confort et une très légère contention à des patients passifs ou à mobilité réduite, à des personnes incontinentes, désorientées ou atteintes d'une maladie neurologique
- Elle permet d'éviter l'accès à la couche, aux cathéters, aux tubes, aux blessures, pansements, etc
- Elle peut être utilisée comme une couverture avec ses quatre points de placement qui permettent de l'adapter au matelas
- La conception de cette housse de gériatrie permet aux patients de changer de postures et de se mettre en position assise
- En 40 % coton piqué, 60 % polyester, coloris blanc
- La housse dispose de deux petites ouvertures latérales munies de fermetures en tissu auto-agrippantes qui permettent le passage de sondes, tubes, cathéters, tuyaux, etc
- Elle est fabriquée dans deux types de tissus différents, selon qu'il est utilisé par temps chaud ou froid

