

Siège releveur Liftup Raizer II



- Le Raizer est un siège de relevage mobile qui fonctionne avec une batterie et une télécommande
- Il sert à relever une personne tombée au sol jusqu'à une position presque verticale en quelques minutes
- L'accompagnant peut, à l'aide du Raizer, redresser la personne tombée en position debout avec un effort physique minimal. L'assise de l'appareil est glissée sous les genoux de la personne tombée, après quoi les pieds et le dossier sont assemblés. Pendant le levage, l'accompagnant soutient la tête de la personne tombée.
- Le Raizer peut être monté et démonté facilement, facilitant ainsi le transport et l'utilisation n'importe où et dans n'importe quelle situation
- Capacité de levage: max. 150 kg
- Temps de levage: 20-30 sec
- Poids: 9 kg + pieds et dossier 4 kg - total: 13 kg
- Chargeur (2 pièces): Soniel 12V 100-240 V et adaptateur de voiture 12V
- Nombre de levages à pleine charge: 40 à charge maximale - Environ 100 à charge moyenne
- Temps de chargement: 6 heures max
- Chargement de la batterie vide: 10-15 min = 1 transfert
- Marqué CE

