

## Fauteuil roulant manuel standard Ecotec 2G, largeur d'assise: 46 cm



- Structure en tube d'acier verni
- Assise et dossier en nylon noir
- Accoudoirs amovibles et réglables en 2 longueurs
- Poignées de poussée
- Repose-pieds réglables et amovibles

### Caractéristiques :

- Longueur du repose-pieds min/max : 36/48 cm
- Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
- Hauteur totale : 95,5 cm
- Profondeur d'assise : 42 cm
- Hauteur d'assise : 52,5 cm
- Hauteur du dossier : 43 cm
- Dimensions roues avant : 7 x 2"
- Dimensions roues arrière : 24" x 1 3/8"
- Largeur totale : 64,5 cm
- Largeur plié : 30 cm
- Longueur totale : 107 cm
- Pneus pleins indestructibles et roues détachables (quickpin)
- Poids de la chaise : 17 kg
- Poids maximum autorisé : 130 kg
- Nomenclature 520015 Y620,66 101101000646