

Aniosgel 85 NPC Flacon pompe de 500 ml



- Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions
- Testé sous contrôle dermatologique
- Formule hypoallergénique, sans substance allergisante confirmée par une étude clinique
- Ne contient ni parfum ni colorant
- Large spectre antimicrobien: activité sur bactéries, moisissures et virus
- Désinfection hygiénique des mains: 3 ml / 30 sec
- Désinfection chirurgicale des mains: 2 x 3 ml / 2 x 45 sec
- Supports PVC spécialement conçus pour ce type de produit
- Gel hydroalcoolique thixotropique ne nécessitant pas de point d'eau
- Autorisation n° BE-REG-01745