

Rail télescopique en aluminium anodisé, longueur 210 cm - 17 anneaux.



Télescopes RTS : Pivotants.

Utilisez à votre convenance, lorsque il est nécessaire de créer un espace intimité

- Sur le marché depuis plus de 30 ans
- Economique! Possibilité de déplacer le télescope de support en support
- Très longue durée de vie du produit
- Manipulation aisée. Léger mais tout de même robuste
- Proposé en 3 longueurs différentes
- Anneaux incassables compris dans la livraison

• Lorsqu'on tire vigoureusement sur le rideau, les anneaux s'ouvrent et libèrent le rideau. Ainsi les murs ne sont pas endommagés.

- Certifié TÜV
- RTS 2.1 couvre l'intégralité de la longueur d'un lit
- Bras télescopique 85 – 210 cm, 17 anneaux
- Poids : 0,7 kg
- Rideaux convenants : TCS 211, TCS 212, TCS 213, VH/C 211, VH/C 212

