

Clinell lingettes désinfectantes sans alcool Recharge pour tube de 100



- Produit universel pour la désinfection de surfaces et le nettoyage de dispositifs médicaux non invasifs
- Peuvent être utilisées comme lingettes désinfectantes et détergentes respectueuses de la peau, remplaçant ainsi le besoin de plusieurs lingettes et nettoyants pour surfaces
- Sans alcool
- Formule antimicrobienne unique et brevetée qui contient un mélange de différents biocide
- Chaque biocide a un mécanisme d'action différent, réduisant le risque de résistance des germes
- Reconnues pour détruire au moins 99,999% des germes
- Dispositif médical de classe IIa certifié CE
- Conforme aux tests des normes européennes: EN1275, EN1276, EN12054, EN14245, EN14561, EN14562 & EN14563
- Dimensions: 20 x 25 cm