

Fauteuil coquille Elysée modèle 2019, taille 10, en PVC cacao.



- Avec couettes amovibles, lavables en machine à 30 °.
- Il est équipé de série d'une assise mousse Visco (Classe II) à mémoire de forme, d'un harnais et d'un oreiller cervical anatomique.
- Revêtement en PVC/PU imperméable.
- Ce fauteuil possède un châssis roulant pensé pour des patients nécessitant l'aide d'un accompagnant.
- C'est un fauteuil compact pratique et mobile adapté pour un usage intérieur et extérieur.
- La convivialité et la dignité de l'utilisateur sont préservées par un fauteuil dont la hauteur des accoudoirs permet toujours l'accès aux tables de repas.
- L'aidant peut modifier l'inclinaison du patient à l'aide de la poignée située sur la barre de poussée mais également

freiner le fauteuil à l'aide de son pied.

- Il est équipé d'un repose-jambes manuel, réglable par crémaillère (6 positions).
- Le repose-jambes se trouve dans l'alignement de l'assise en position semi allongée.
- De plus, sa largeur et celle de l'assise sont identiques dans le but de garantir au patient un meilleur maintien et un meilleur confort des membres inférieurs.
- Poids maximum utilisateur : 130 kg.
- 2 roues arrières diam. 300 mm et 2 roues avant 200 mm
- Inclinaison: 30 °
- Hauteur sol-assise: 45 cm
- Taille 10 : Largeur d'assise de 45 à 50 cm - Profondeur d'assise: jusqu'à 46 cm