

## Aiguilles BD Microlance 3 - vert - 21G x 2'' Boîte de 100



- Stérile, usage unique, sans latex
- La conception du biseau fait appel aux technologies de pointes (triple biseau, finition par électrolyse)
- Les études in-vitro et in-vivo ont démontré une supériorité qualitative de l'indice de pénétration
- Parois minces qui autorisent l'utilisation d'aiguilles plus fines, à débit égal ou l'injection à débit supérieur par rapport aux aiguilles à paroi normale.
- Les aiguilles BD Microlance 3 s'adaptent sur un cône Luer

- ou Luer-Lok
- Stérilisation : Oxyde d'éthylène
  - Aiguille intramusculaire adulte
  - Longueur: 50 mm
  - Diamètre 0,80 mm
  - Volume: 0,073 ml