

Gants de soins, en nitrile, non-poudré, blanc, X-Large 9-10 Boîte de 100



- Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
- Qualité médicale
- Dimensions de la boîte: 23 x 12 x 6 cm (LxlxH)
- Grammage: 4 gr
- AQL 1.5 = Taux de défautuosité inférieur à 1,5 %
- Normes: EN 455 1, 2 &3
- Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/EC et testé EN 1186:2002