

**Changes bébés Bibou n° 1, New Born, 2-5 kg.
Carton de 3 x 60**



- Coussin de forme anatomique : mélange de pâte fluff ECF (cellulose) et de polymères superabsorbants
- Voile d'acquisition et voile de surface en non tissé hydrophile blanc
- Enveloppe extérieure respirable blanche : polyéthylène / non tissé
- Barrières latérales intégrales en non tissé hydrophobe
- Elastiques barrières sans latex (2 par barrières)
- Elastiques de construction sans latex (3/côté)
- Panneaux élastiques textiles doux à l'arrière avec attaches agrippantes textiles blanches
- Récepteur agrippant imprimé séquenté
- Emballages en Pe 50µ imprimé avec poignée et pré-découpe
- Toutes les matières premières sont garanties conformes aux tests d'innocuité
- Matières sans colorants à l'exception du récepteur agrippant