

Sabots STUDIUM, blanc.
Pointure: 37/38.

Conforme à l'ensemble des dernières normes en vigueur
+ Certification CE norme EN 20347

Sabot de bloc antidérapant SRC (SRA + SRB)

Antistatique ESD

Sabot de bloc thermo-injecté avec semelles
antidérapantes

Très confortable et excellent maintien du pied

Perforations latérales pour une meilleure ventilation du
pied,

non perforé sur le dessus

Réglable par une bride arrière

Résiste à la flexion

Talon de 3,5 cm - cambrure de 2 cm

Port de chaussettes conseillé

Résistance au passage en autoclave (135°)

Lavable en machine à 90°

Stérilisable chimiquement et par UV.