

SABOTS OXYCLOG /ROUGE *41/42*

Conforme à l'ensemble des dernières normes en vigueur +
certification CE norme EN 20347

Sabot de bloc thermo-injecté antidérapant SRC (SRA +
SRB)

Antistatique ESD

Très confortable et excellent maintien du pied

Perforations latérales pour une meilleure ventilation du
pied, non perforé sur le dessus

Réglable par une bride arrière

Résiste à la flexion

Talon de 3,5 cm - cambrure de 2 cm

Port de chaussettes conseillé

Résistance au passage en autoclave (135°)

Lavable en machine à 90°

Stérilisable chimiquement et par UV

Pointures: 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46