

Aiguilles Micro Fine pour stylo - 31G - 0,25 x 6 mm Boîte de 100



- Conçu pour une injection confortable, convient à tous les stylos pour le traitement du diabète
- Convient à tous les patients diabétiques indépendamment de leur poids.
- Les aiguilles sont fabriquées selon la technologie de la paroi fine qui augmente le diamètre interne de l'aiguille pour une injection d'insuline plus rapide. Grâce au débit plus élevé, il y a une réduction de la pression requise pour l'injection.
- Conçu pour une injection confortable
- Conçu pour injecter la totalité de la dose d'insuline sans

- colmatage, blocage ou fuite
- Électropoli, aiguille conçue avec une qualité chirurgicale pour une douceur supplémentaire
- 100% compatible avec tous les stylos-injecteurs utilisés pour le traitement du diabète
- Système de vis universelle
- Pointe à 3 biseaux
- Usage unique
- Longueur : 6 mm
- Épaisseur : 31G/ 0,25 mm