

Flacon de 250 ml de shampoing doux Eucerin pH5.



Le pH d'une peau saine est compris entre 4,5 à 5,5 ; c'est un pH légèrement acide.

Cette acidité naturelle protège votre peau des bactéries et d'autres substances nocives.

Lorsque cet équilibre est perturbé, par exemple par la chaleur, le froid, les maladies, les produits cosmétiques ou le stress, cela peut rendre le cuir chevelu sensible. Le Shampoing Doux pH5 Eucerin DermoCapillaire a été spécialement développé pour respecter le pH naturel de votre peau et nettoyer efficacement votre cuir chevelu et vos cheveux et prévenir toute sécheresse et irritation.

Il élimine la poussière, le pollen et les allergènes, et laisse

vos cheveux brillants, souples et doux.

Les études cliniques et dermatologiques ont prouvé son efficacité et sa très bonne tolérance cutanée sur les cuirs chevelus sensibles.

Ingrédients:

Aqua, Sorbitol, Sodium Myreth Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Panthénol, Citric Acid, Sodium Citrate, Sodium Chloride, Sodium Acetate, Polyquaternium-10, Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, Parfum