

## Flacon de 250 ml de shampoing anti-pelliculaire Eucerin pH5.



Le Shampoing Crème Anti-Pelliculaire Eucerin DermoCapillaire a été spécialement développé pour les pellicules sèches. Il nettoie délicatement les squames blanches de votre cuir chevelu et de vos cheveux, tout en réduisant et en luttant efficacement contre les pellicules. Sa formule douce apaise votre cuir chevelu et réduit les démangeaisons dès la première utilisation. Ses agents revitalisants spéciaux laissent vos cheveux brillants, souples et doux. Les études cliniques et dermatologiques ont prouvé l'efficacité et la très bonne tolérance cutanée sur les cuirs

chevelus gras et pour les personnes souffrant d'eczéma séborrhéique.

### Ingrédients:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Laureth-9, PEG-3 Distearate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Piroctone Olamine, Climbazole, Undecylenamido, Propyl Betaine, Polyquaternium-10, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glycérine, Sodium Chloride, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Sodium Benzoate, Sodium Salicylate, Sodium Hydroxide, Parfum.