

Crème pour les mains Eucerin pH5 Tube de 75 ml



- La crème pour les mains Eucerin pH5 a une protection contre le dessèchement durant jusqu'à 18h.
- Elle intègre le système pH5 EnzymeProtection à l'efficacité cliniquement prouvée qui active les enzymes cutanées.
- En renforçant les défenses naturelles de la peau de l'intérieur, elle restaure le niveau de pH et rétablit l'hydratation naturelle.
- Sa formulation à base de Dexpanthénol offre également des propriétés réparatrices. Son usage quotidien garantit une protection à long terme tout en rendant votre peau plus douce et plus lisse.
- Il a été cliniquement prouvé que le système pH5 EnzymeProtection intégré à la Crème pour les Mains pH5

renforce la fonction de barrière protectrice naturelle de la peau, tout en offrant une grande efficacité et une excellente tolérance, même sur les peaux déjà sensibilisées.

• Ingrédients:

Aqua, Glycérine, Hydrogenated Coco-Glycerides, Panthénol, Stearyl Alcohol, Triisostearin, Cetyl Alcohol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Citric Acid, Sodium Citrate, Tocopherol, Sorbitan Stearate, Chondrus Crispus Extract, Tapioca Starch, Myristic Acid, Arachidic Acid, Oleic Acid, Xanthan Gum, Dimethicone, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Parfum