

Flacon-pompe de 1000 ml de gel lavant Eucerin pH5



Le Gel Lavant Eucerin pH5 est une formule sans savon efficace adaptée à la toilette en douceur d'une peau sensible.

Sa combinaison de Tampon Citrate pH5 et de tensioactifs extra-doux protège l'activité des enzymes cutanées pour maintenir la fonction de barrière de la peau et empêcher son assèchement.

Des études cliniques ont démontré l'efficacité et la tolérance du Gel Lavant Eucerin pH5 pour le soin quotidien de la peau des bébés et des nourrissons. Elles ont également démontré qu'il est adapté aux peaux

sujettes aux allergies.

Ingrédients:

Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Sodium Chloride, Methylpropanediol, Panthénol, Sodium Citrate, Polyquaternium-10, Coco-Glucoside, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycol Distearate, Glycérine, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Sodium Benzoate, Parfum