

Surmatelas alternating



- Dimensions: 86 x 198 x 6,4 cm
- Avec compresseur
- Surmatelas en PVC (0,3 mm), composé de 130 cellules "bulles" de 6,4 cm de haut, particulièrement confortable et fixé au lit au moyen de rabats
- Tous les composants du matelas sont lavables
- Compresseur adaptable sur les barrières de lit en bois
- L'alternance des points de contacts avec l'épiderme crée un massage léger qui permet une bonne circulation

sanguine et une bonne oxygénation des tissus, prévenant ainsi la formation d'escarres

- Très facile à installer, à employer et à maintenir en place
- Cycle: 6 min
- Débit d'air: 6-7l/min
- Plage de pression: 20-70 mmHg
- Alimentation électrique: 220-240V
- Faible niveau de son, de température et de vibration
- Pression réglable