

Support chromé arrondi pour sac à urine



- Crochet en métal plastifié ou pas système de suspension arrondi pour le poches pré-trouées à urine ou autre avec boucle de passage.
- Autoclavable
- Dispositif utilisé pour le support des poches particulièrement à urine au pieds des lits de soins. Poids maximum de suspension 2Kg.

- Bien accrocher le support en déterminant avant si le rebord support pour le crochet est rond ou carré, dans ce cas choisir le crochet correspondant. Nettoyer après chaque changement de patient. Si le revêtement plastique est détérioré risque de rouille dans ce cas ne plus utiliser.
- Dimensions: 153 x 110 x 61 x 3.05 mm