

Dax Alcogel Flacon pompe de 600 ml



- Demi-gel composé de trois alcools différents, avec de l'éthanol comme composant principal
- Désinfection hygiénique des mains dosée à 85,29 % en volume d'alcool
- Dax Alcogel agit rapidement et efficacement, sans coller après évaporation
- L'addition de la glycérine comme hydratant, conserve à

la peau son humidité naturelle et l'empêche de se dessécher

- Inodore et sans colorant
- Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Autorisation n° BE-REG-02056