

Clinell lingettes universelles sans alcool Paquet de 200



- Lingettes Clinell Universal 2-in-1 – Nouvelle formulation améliorée
- Lingettes destinées au nettoyage et à la désinfection des surfaces et des équipements médicaux non invasifs, dans tous les lieux de soins et pour chaque patient
- Efficacité antimicrobienne renforcée
- Action rapide et puissante: bactéricide, fongicide, tuberculocide et virucide
- Normes EN atteintes en 30 secondes maximum (contre 1 minute auparavant). Tests réalisés en laboratoires accrédités ISO.
- Formule sans alcool et qui élimine le PHBM
- Meilleure compatibilité avec les matériaux, limitant les risques d'usure, même en cas d'utilisation fréquente
- Durée de conservation: 3 ans (emballage non ouvert), 6 mois après ouverture (lingettes), confirmée par des tests de stabilité conformes au Règlement européen sur les produits biocides.
- Testé sous contrôle dermatologique
- Convient aux peaux sensibles, même sans port de gants
- Produit biocide affecté au circuit restreint (autorisation n° BE-REG-00237). Enregistrement obligatoire en tant qu'utilisateur via: www.health.belgium.be/fr/circuit-restreint
- Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations produit
- Dimensions: 22 x 28 cm