

Dax Clinical désinfectant pour les mains Flacon pompe de 600 ml



- Liquide composé de trois alcools différents, avec de l'éthanol comme composant principal
- Désinfection hygiénique des mains dosée à 75,32% en volume d'alcool
- Agit rapidement et efficacement, sans coller après évaporation
- L'addition de la glycérine et du gaprylyl glycol comme ingrédients hydratants, conserve à la peau son humidité

- naturelle et l'empêche de se dessécher
- Inodore et sans colorant
- Cliniquement testé pour les soins quotidiens
- Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Autorisation n° BE-REG-01468