

Steranios 2% désinfectant Bidon de 5 L



- Désinfection à froid des instruments
- Solution Anios prête à l'emploi conseillée pour l'instrumentation thermosensible
- Trempage 20 minutes (1h pour action sporicide)
- Contient 2% de glutaraldéhyde
- ph neutre
- Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide, actif sur HIV 1,

- hépatite B, herpès virus, BK, helicobacter pylori et mycoplasme
- Conformités aux normes: NF EN1040, NFT72-151, NFT72-171, NFT 72-301, NFT 72-201, NF EN 1275, NFT 72-190, NFT 72-230/231, NFT 72-180)
- Conditionné en bidon de 5 L
- Matériel médical CE