

Matelas alternating SLK II air/mousse



- Dimensions: 90 x 200 x 19 cm (mousse de 5 cm compris)
- Le SLK II est un système de matelas alternating qui peut être utilisé en remplacement d'un matelas classique. Il est destiné à un usage intensif dans les maisons de retraite. Il est conçu pour des patients présentant un risque moyen d'escarres ou une présence d'escarres jusqu'au stade 3.
- Caractéristiques:
 - 17 cellules PU dont 9 microscopiquement perforées pour une meilleure circulation de l'air et un meilleur confort
 - Cellules remplaçables individuellement
 - Système complètement fermé avec 2 compartiments
 - Compartiment équipé d'un sous-matelas de 5 cm (matelas en mousse inclus)
 - Valve CPR à la tête
 - Housse bi-extensible, anti-allergique
 - Lavable à 60 °C
 - Fonction statique, autofirm et alternée
 - Cycle d'alternance: 10 minutes
 - La pression est réglable en fonction du poids du patient
 - Alarme audio-visuelle en cas de panne de courant ou de problème de pompe
- Poids du patient: de 30 à 135 kg