

Mini-container à aiguilles Essentia 0,6 L



- Boîte en PP composée d'une cuve jaune, d'un couvercle blanc avec une trappe
- Possède une fermeture mono-manuelle provisoire ainsi qu'une fermeture définitive avec système inviolable
- Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux, une large ouverture ovale (50 x 35 mm) et des opercules de

désolidarisation d'aiguilles et notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adréline

- Capacité: 0,6 litre
- Dimensions: 114 x 72 x 130 mm (L x l x H)

