

Doucherolstoel Etac Clean 24''



- Deze stoel is geschikt voor mensen die de stoel alleen kunnen besturen en hun mobiliteit willen maximaliseren
- De wielen zijn geplaatst om manoeuvres te vereenvoudigen, zonder afbreuk te doen aan veiligheid of comfort
- Door de grote beschikbare ruimte op de stoel voor de wielen worden transfers van en naar de stoel minder complex
- De remhendels, die onder de stoel zijn geplaatst, belemmeren de overdracht niet terwijl ze toegankelijk blijven
- Biedt dezelfde voordelen als de andere producten in het Clean-assortiment, maar kan ook zonder hulp door een gebruiker worden afgehandeld
- De voetensteun is uniek en glijdt onder de stoel wanneer deze niet wordt gebruikt
- Het licht gebogen oppervlak biedt optimaal comfort voor de voeten, die ook worden beschermd door het zijgedeelte van de voetensteun
- Verwijderbare armleuningen
- 4 wieltjes, waarvan 2 met rem
- Gewicht: 20 kg
- Achterwieladapter: aluminium
- Achterwielen: polyamide, lekvrije banden
- Chassis: stalen buis bekleed met poederverf
- Zitting / rugleuning / armleuningen / voetensteun: polypropyleen
- Wielsteunen: polyamide
- Wielen met kogellager: polyamide / TPE
- Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg
- Totale breedte: 69 cm
- Zithoogte: 55 cm
- Lengte armleuning: 36 cm
- Zitdiepte: 44 cm
- Breedte zitting: 48 cm
- Hoogte armleuningen: 22 cm
- Totale hoogte: 107 cm