

Relax douchezit met armsteunen en poot, wit



- De Relax wandgemonteerde douchestoel is ontworpen met aandacht voor de details, zodat douchen een plezierige ervaring kan zijn.
- U kunt comfortabel zitten dankzij het afgeronde, ergonomische ontwerp van de zitting.
- Etac Relax heeft een ruim zitting-oppervlak ondanks de compacte installatiematen.
- Ergonomisch vormgegeven armsteunen met een anti-slip oppervlak.
- De armsteunen klappen dicht tegen de muur op en zijn rechtstreeks op de stoel gemonteerd.

- Diepte: 45 cm
- Diepte, gevouwen: 8 cm
- Breedte: 40 cm
- Breedte met armsteunen: 53 cm
- Beenhoogte: 45 - 55 cm
- Maximaal gebruikers gewicht: 150 kg
- Materiaal:
 - Zitting: polypropyleen,
 - Armsteunen: polypropyleen en TPE
- Eenvoudige montage met slechts 3 bevestigingspunten