

BADPLANK ETAC FRESH 69 CM MET HANDGREEP



- De voorrand, geplaatst aan de buitenzijde van het bad, is breed genoeg om maximale ondersteuning bij transfers mogelijk te maken.
- Eenvoudige en veilige installatie.
- De badplank wordt veilig op het bad gemonteerd dankzij de 4 randstops.
- Geleverd met een ondersteunende handgreep voor extra comfort en veiligheid.
- Maximaal draagvermogen 150 kg
- Dikte: 4 cm
- Lengte : 69 cm
- Gewicht: 2,1 kg