

Toilet- doucheroelstoel Etac Clean



- De hoogte is verstelbaar om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen, bijvoorbeeld om transfers te vergemakkelijken of om op het toilet te kunnen plaatsnemen
- De hoogte-instelling is eenvoudig en vereist geen gereedschap
- Verstelbare zithoogte: van 47,5 tot 60 cm
- Deze stoel is veilig en ergonomisch, zowel voor de gebruiker als voor het verzorgend personeel
- Gemakkelijk te manoeuvreren dankzij de brede duwhandgreep; het slimme verticale ontwerp zorgt ervoor dat de stoel perfect past, zelfs boven hangtoiletten
- De stoel is achteraan open voor gemakkelijke toegang
- De voetsteun is uniek en schuift onder de stoel wanneer hij niet wordt gebruikt
- Het licht gebogen oppervlak biedt optimaal comfort

voor de voeten, die ook beschermd worden door de zijkanten van de voetsteun

- Met afneembare armleuningen
- 4 zwenkwielen met rem
- Gewicht: 14,2 kg
- Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg
- Frame: buisvormig staal met poedercoating
- Zittend/rugleuning/armleuningen/voetsteun: polypropyleen
- Wielensteunen: polyamide
- Vergrendelbare zwenkwielen met kogellagers: polyamide/TPE
- Totale breedte: 57 cm
- Lengte armleuning: 36 cm
- Zitdiepte: 44 cm
- Hoogte armleuningen: 22 cm