

Digital personenweegschaal kolom



- Stalen lade stabiele anti-slip oppervlak en slijtvast.
- Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen.
- Stabiel en anti-slip met rubberen voeten.
- Dynamisch wegen voor stabiele weegwaarde, ideaal voor onrustig staande patiënten.
- Data hold functie, bij het stoppen, de gewichtsaanduiding "bevriest" automatisch totdat de HOLD-toets wordt ingedrukt.
- Eenvoudige en comfortabele 4-knop.
- BMI-functie voor een normaal gewicht / overgewicht te

bepalen.

- Werking mogelijk met 6 x 1.5V AA (niet inbegrepen), bedrijfsduur ca.. 170 uur of sector.
- LCD, cijferhoogte 25 mm.
- Shelf afmetingen: 315 x 300 x 60 mm (L x B x H)
- Totale afmetingen: 315 x 440 x 1010 mm (L x B x H).
- Voeding (extern) inbegrepen.
- Nettogewicht ca.. 6,4 kg.
- Max belasting: 300 kg